

¿Qué es AniBio Aquatic?

El software AniBio Aquatic ha sido desarrollado para mejorar la gestión de las principales actividades realizadas en un centro de experimentación especializado en animales acuáticos, así como los datos que en él se generen.

AniBio Aquatic permite seguir todo el itinerario de una colonia transgénica o no transgénica:



Todos estos pasos quedan registrados y grabados continuamente con el fin de garantizar la trazabilidad del proceso en todo momento.

AniBio Aquatic facilita el cumplimiento de las tareas diarias en el centro a través de alertas y notas, así como la gestión de la información del sistema mediante etiquetas, estadísticas e informes.

¿Cómo funciona AniBio Aquatic?

AniBio Aquatic está formado por diversos módulos interconectados entre sí, creados para dar respuesta a las necesidades de gestión de un centro de experimentación que trabaja con animales acuáticos:

Gestión de Entradas

- Alta lotes
- Gestión lotes
- Pedidos a proveedores

Gestión de Cría

- Gestión de cruces
- Gestión de puestas
- Control de estados embrionarios
- Nuevos lotes

Tanques y Sistemas

- Alta tanques y sistemas
- Gestión tanques y sistemas
- Mantenimiento
- Incidencias

Informes

- Informes
- Estadísticas
- Etiquetas Tanques

Gestión Interna

- Configuración
- Gestión de usuarios
- Notas y alertas
- Comité Ético

Ventajas

- Información centralizada
- Explotación de la información
- Fiabilidad
- Software bilingüe
- Eficacia
- Solidez

Características técnicas

El software AniBio está programado bajo Arquitectura .NET sobre una base de datos desarrollada en SQL Server. Las adaptaciones solicitadas se realizarán en la misma tecnología.

AniBio es un software cliente-servidor y soporta Bases de Datos MSDE o Microsoft SQL Server.

Requerimientos

PC

- Microsoft Windows: 2000, XP o Vista.
- Procesador Mínimo: Intel Pentium 500 mHz
- RAM Mínimo 256MB
- Requisitos de espacio en disco: 280 MB (x86), 610 MB (64 bits).
- IE 6.01

Servidor

Requerimientos de Hardware:

- Procesador Mínimo 600mHz
- Procesador Recomendado 1GH
- RAM Mínimo 256MB (advertencia de instalación)
- Mínimo de Espacio HD 170MB (con Microsoft .NET como prerrequisito)
- Video Mínimo 800 x 600, 256 colores

Requerimientos de Software:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1
- Microsoft .NET Framework 2.0
- SQL Serve
- Microsoft Windows 2000 SP4
- Microsoft Windows XP SP1 Professional
- Microsoft Windows 2003
- Microsoft Windows Small Business Server 2003
- Microsoft Windows 2008



Información y contacto

Noray Bioinformatics S.L.U.
Parque Tecnológico de Bizkaia, 801A
48160 Derio (Bizkaia)
T. 94 403 69 98
F. 94 403 69 99
info@noraybio.com
www.noraybio.com