



nuova
versione
3.0

anibio

Software per la Gestione
degli Stabulari

Caratteristiche principali

Cos'è AniBio?


AniBio è un **software user friendly**, sviluppato per migliorare la gestione delle informazioni generate e delle principali attività realizzate all'interno di uno stabulario. Inoltre, AniBio facilita la **collaborazione** tra il personale dello stabulario e i ricercatori, migliorando la **comunicazione** e permettendo ai ricercatori di richiedere servizi per realizzare sperimentazioni con i modelli animali controllarne i dati e registrarne i genotipi tramite un browser web standard.

L'applicazione permette agli utenti di:

- Tenere traccia di ogni modello animale registrato nello stabulario: unico codice/file
- Gestire la stabulazione animali dei modelli animali
- Gestire incroci e nidiate
- Registrare e gestire gli utenti (ricercatori e personale)
- Registrare incidenti
- Associare modelli animali a progetti di ricerca e procedure
- Programmare le attività (nascite, svezzamenti)
- Realizzare rapporti e statistiche

Aiuta l'effettuazione dei compiti quotidiani, attraverso **allarmi** automatici prevenendo gli errori.

Con un'interfaccia grafica intuitiva (GUI) visualizza informazioni in tempo reale e nel contempo permettendo l'utilizzo delle informazioni per creare **etichette, statistiche e report**.



Come funziona AniBio?

AniBio è un'applicazione integrata composta da vari moduli, interconnessi fra loro, per rispondere a tutti i bisogni legati alla gestione degli stabulari, in particolare:





Quale edizione di AniBio più si adatta alle vostre esigenze?

AniBio Basic

Per coloro che, con un budget limitato, necessitano di uno strumento professionale per la gestione del loro stabulario.



AniBio Advanced

Per coloro che necessitano delle funzionalità extra (servizi, gestione finanziaria, ecc.) e che desiderano utilizzare strumenti web per comunicare con i ricercatori.

AniBio PLAT

Per complesse piattaforme istituzionali composte da molti stabulari, in cui si richiama la cooperazione e l'interoperabilità con una gestione globale.



AniBio soluzione personalizzata

Grazie alla sua struttura del software, nuovi moduli su misura possono essere facilmente aggiunti per soddisfare le esigenze di ogni cliente:



- Animal clinical record registration
- Transgenesi & rederivazione
- Gestione dello stock
- Gestione di necropsie
- Gestione di procedure (SOP)
- Criopreservazione
- Ordini di consumabili
- Prenotazione di sale e di apparecchiature
- Gestione di campioni
- Gestione delle ispezioni

... e molti altri.

Contattare per maggiori informazioni.

Conformità

AniBio aiuta gli utenti nella generazione delle principali tabelle statistiche europee, come richiesto per gli Stati membri sull'uso di animali negli esperimenti scientifici.

Inoltre, NorayBio sta studiando attentamente l'ultima revisione della nuova direttiva europea (2010/63/EU) sulla sperimentazione animale, in modo da offrire una soluzione informatizzata per:

- Creare certificati del personale e formazione
- Tracciare revisioni di progetto e approvazioni di procedura
- Valutare retrospettivamente le procedure
- Creare nuovi report e statistiche
- 3R



Vantaggi di AniBio

- **Navigabilità** - Permette la ricerca di informazioni utilizzando criteri multipli e di ottenere le informazioni.
- **Affidabilità** - Permette all'amministratore di gestire i permessi, i livelli di accesso ed i privilegi dei diversi utenti, garantendo la confidenzialità dei dati di ogni utente.
- **Flessibilità** - Applicativo flessibile, l'utente controlla le informazioni contenute nei vari menù a tendina del sistema, facilitando le modifiche e gli aggiornamenti.
- **Efficienza** - Processo standardizzato e automatico che riduce il tempo dedicato all'inserimento dei dati.

Caratteristiche tecniche

Il software AniBio è un applicativo client-server, programmato su un'architettura .NET su un database sviluppato su SQL Server.
Tutti gli adattamenti saranno sviluppati utilizzando la stessa tecnologia.

Inoltre, la nuova e può incorporare nuove funzionalità web che consentono agli utenti di accedere ad alcuni moduli principali tramite il loro browser web e da qualsiasi computer connesso a internet.

Richiedi di informazioni

Per capire come AniBio può aiutare la tua organizzazione nella gestione dello stabulario, richiedi di informazioni sul funzionamento del software a anibio@noraybio.com.



Informazioni e contatto

Noray Bioinformatics, S.L.U.
Parque Tecnológico de Bizkaia, 801A
48160 Derio (Bizkaia) Spagna
T. +34 94 403 69 98
F. +34 94 403 69 99
info@noraybio.com
www.noraybio.com

